



CCF E3-E31- Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux

BILAN :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fait le ....., à .....

Signatures :

**CCF E3-E31- Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux**

Nom de l'élève : .....

Session :

Compétences	Critères d'évaluation	TI	I	S	TS	Note
<b>TI : très insuffisant, I : insuffisant, S : satisfaisant, TS : très satisfaisant</b>						
<b>C41 : gérer l'installation et la remise en état du lieu de travail</b> C 411 : Installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation rationnelle et conforme</li> <li>- Respect des circuits, des circulations</li> <li>- Remise en état du poste de travail, des locaux techniques</li> <li>- Respect des matériels et des locaux</li> <li>- Respect des règles d'ergonomie et de sécurité</li> </ul>					/5
<b>C45 : mettre en œuvre des opérations de stérilisations des dispositifs médicaux</b> (Indicateurs communs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenue professionnelle adaptée</li> <li>- Respect des protocoles</li> <li>- Respect de la marche en avant</li> <li>- Documents de traçabilité complétés et validation de l'opération</li> <li>- Respect des règles de prévention des risques chimiques, physiques, biologiques et de brûlures</li> </ul>					/5

**Zone de lavage**

<input type="checkbox"/> Pré-désinfecter les matériels, les DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Choix correct du produit et des matériels</li> <li>- Respect des dosages et du temps d'action</li> </ul>					/15
<input type="checkbox"/> Collecter, transporter et distribuer les DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect des circuits et des horaires pour les matériels souillés et stériles</li> <li>- Entretien conforme des équipements de transport</li> </ul>					
<input type="checkbox"/> Réceptionner, trier les DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification qualitative et quantitative des matériels à stériliser</li> <li>- Tri adapté au mode de lavage</li> <li>- Conduite adaptée face à un risque ATNC</li> </ul>					
<input type="checkbox"/> Effectuer le nettoyage manuel des matériels, des DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect des dosages et des temps d'action</li> <li>- Lavage, rinçage et séchage adaptés au matériel</li> <li>- Vérification de la qualité du séchage</li> </ul>					
<input type="checkbox"/> Effectuer le nettoyage mécanisé et le séchage des matériels, des DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargement correct des laveurs</li> <li>- Choix adapté des paniers</li> <li>- Sélection adaptée du cycle de lavage</li> <li>- Rinçage et séchage adaptés</li> </ul>					

**Zone de conditionnement et stérilisation**

<input type="checkbox"/> Reconstituer les plateaux et sets de soin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification correcte des DM</li> <li>- Vérification de la propreté, du fonctionnement des DM</li> <li>- Remontage correct</li> <li>- Reconstitution conforme des sets, plateaux, boîtes...</li> </ul>					
<input type="checkbox"/> Conditionner les matériels, les DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conditionnements adaptés aux procédés de stérilisation</li> <li>- Vérification de l'intégrité du conditionnement</li> <li>- Identification correcte du conditionnement</li> </ul>					

**CCF E3-E31- Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux**

Compétences	Critères d'évaluation	TI	I	S	TS	Note
<input type="checkbox"/> Mettre en œuvre les opérations de stérilisation de matériels, des DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification de la fonctionnalité de l'appareil</li> <li>- Respect des règles de chargement et déchargement</li> <li>- Sélection correcte du cycle</li> <li>- Vérification des paramètres et tests de conformité</li> <li>- Conduite adaptée en cas de non-conformité</li> </ul>					/12
<input type="checkbox"/> Effectuer la désinfection des DM non stérilisables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Test d'étanchéité de la gaine conforme</li> <li>- Vérification de la qualité du séchage</li> </ul>					
<b>Zone de stockage</b>						
Stocker les matériels, les DM stériles et préparer la commande pour un client	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect des règles de manutention et de stockage des conditionnements stériles</li> <li>- Vérification de l'état des stocks et signalement des besoins</li> <li>- Préparation de la commande conforme</li> <li>- Conduite adaptée en cas de non-conformité</li> </ul>					/3
<b>C51 : Evaluer l'efficacité de l'activité</b> C 511 : Contrôler son travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification des matériels, des produits, des dosages...</li> <li>- Identification et appréciation des critères de qualité</li> <li>- Remédiation pertinente en cours d'activité</li> <li>- Choix pertinent des méthodes de contrôles</li> <li>- Vérification du respect des procédures, des techniques, des circuits...</li> </ul>					/3
<b>C52 : mettre en œuvre des opérations de contrôle de la qualité</b> C 523 : Enregistrer les résultats des contrôles qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documents de traçabilité renseignés et enregistrés avec rigueur</li> </ul>					/3
<b>C61 : communiquer avec les partenaires internes ou externes</b> C 614 : Rédiger ou renseigner des documents professionnels	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualité de la rédaction et contenu</li> <li>- Soins et précision des renseignements fournis</li> </ul>					/6
<b>Sous-total :</b>						<b>/52</b>
<b>Savoirs associés évalués à l'oral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 : Connaissance de l'environnement professionnel</li> <li>- S21 : Technologies appliquées aux opérations de stérilisation</li> <li>- S3 : Savoirs scientifiques appliqués</li> </ul>					/8
Nom des membres du jury et signatures :						<b>TOTAL: /60</b>